

平成 20 年 9 月 22 日

お客様各位

大型吸引器シリーズの構成部品（3 L 吸引瓶）の
使用上の注意点

平素は格別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

大型吸引器シリーズの構成部品、3 L 吸引瓶のご使用にあたり、下記の点にご注意くださいますようお願い申し上げます。

【注意点】

薬剤を 3 L 吸引瓶に入れたまま保管しないで下さい。

ブルークロス株式会社

埼玉県川越市大袋新田 9 9 - 1

TEL : 0 4 9 - 2 4 3 - 9 9 3 9

FAX : 0 4 9 - 2 4 3 - 9 9 1 5

品質保証部