


## 「中濃度用／高濃度用酸素マスク・酸素カニューラ」ご使用上の注意点

中濃度用／高濃度用酸素マスク・酸素カニューラのご使用にあたり、下記の点にご注意下さい。

- ・ 付属の添付文書をご覧いただき、正しくご使用下さい。
- ・ 酸素マスク本体・カニューラ本体からの酸素流出を確認し、患者に装着して下さい。
- ・ 酸素供給中は正常に機能するようにして下さい。

マスク本体



酸素カニューラ本体

